

## SCROFALON® DENTAL en forma de cubo SCFS1013

**SCROFALON®** es un hemostático absorbible, compuesto de gelatina farmacéutica de origen porcino 100% purificada. Está destinado para su uso como hemostático tópico y sirve de complemento hemostático para controlar una hemorragia.

**SCROFALON®** es insoluble en agua y completamente absorbible. La estructura porosa de la esponja permite una absorción en sangre y fluidos de 40-50 veces su propio peso.

Gracias a su pH neutro puede utilizarse como portador de medicamentos. Es compatible con todos los fármacos y puede utilizarse en combinación con antibióticos, trombina y quimioterápicos sin reducir el efecto hemostático.

**SCROFALON®** es altamente biocompatible, no causa reacciones alérgicas y es un producto natural. No deja residuos y como consecuencia permite reducir el riesgo de encapsulación, biodegradación rápida y completa en menos de 4 semanas.



### Identificación del fabricante

Fabricante	EUCARE PHARMACEUTICALS
Garantía	Marca CE, Organismo Notificado 0434

### Especificaciones del producto

Referencia del fabricante	SCFS1013
Referencia del distribuidor	22612
Marca comercial	SCROFALON®

## SCROFALON® DENTAL en forma de cubo SCFS1013

### Especificaciones técnicas

<b>Indicaciones</b>	Indicado para utilizarse en cirugía dental para lograr la hemostasia y obliterar el espacio muerto creado por la extracción de dientes, la amputación de raíces y la eliminación de quistes, tumores y dientes dañados.
<b>Medidas</b>	Forma de cubo de 10 x 10 x 10 mm.
<b>Composición</b>	Gelatina farmacéutica de origen porcino 100% purificada.
<b>Látex</b>	No contiene.
<b>Instrucciones de uso</b>	Consulte las instrucciones de uso correspondientes al producto.

### Presentación del producto y envasado

<b>Unidades de venta</b>	1 caja de 100 unidades, compuesto de 10 blísters de 10 udes cada uno.
<b>Envasado</b>	Envase unitario estéril. Fácil de abrir, de forma que se garantiza la esterilidad en el proceso de apertura.

### Esterilización

<b>Método de esterilización</b>	Rayos gamma.
---------------------------------	--------------



No utilizar si el envase estéril está roto, dañado o contaminado.



De un solo uso. No reutilizar.

### Caducidad y conservación



No utilizar el producto después de la fecha de caducidad que figura en la etiqueta.



Almacenar en un lugar seco a una temperatura ambiente.



Proteger el producto de la exposición directa de la luz del sol.